

MESURE DE POROSITÉ (BET)

FABRICANT : Quantachrome

MODÈLE : Autosorb-1

Analyses

- Mesure de la surface spécifique (m^2/g)
- Mesure de la distribution des pores (\AA)

Caractéristiques

- Adsorbant : N_2 et Ar
- Analyse d'échantillon sous formes solides
- Quantité d'échantillon nécessaire : entre 100 mg et 5 g
- Taille d'échantillon : 12 mm maximum
- Instrument dédoublé qui permet des caractérisations deux fois plus rapides de séries d'échantillons